

## Product details

### Introdução de vestido de isolamento China fabricante de não-tecidos

bata cirúrgica descartável é feita a partir de material de polipropileno hidrofóbico com PE revestido, ou material de SMS / spunlace com PE revestido.

### A embalagem de vestido de isolamento China fabricante de não-tecidos:

Estéril: 1 saco de pcs / papel plástico, 50 pcs / CTN

Não esterilizar: 5 pcs / bag, 50 pcs / ctn

Ou como suas exigências.

### Especificações do vestido de isolamento China fabricante de não-tecidos

Nome:	vestido de isolamento China fabricante de não-tecidos, tamanho grande médico não tecido vestido cirúrgico, um uso do tempo de não-tecidos vestido cirúrgico
material:	SMS
gramatura:	45 gsm
Encerramento:	com fecho de cinto ou com fecho de velcro
Aplicação:	para, farmacêutica, setor médico cirúrgica, laboratorial industrial
Tamanho:	S / M / L / XL / XXL / XXXL,
Cor:	Verde, azul, etc, opcional
Embalagem:	Embalagem normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Armazenamento:	Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém
Certificação:	CE, ISO13485, FDA

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, amostra grátis.
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, termos L / C, T / T, D / P disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, termos EXW disponível;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. 3ª inspeção de produtos parte é aceitável.
- 7, serviço de OEM. Mais opções no material, modelo, tamanho e embalagem;
- 8 e prazo de entrega. O melhor tempo de espera é 25-30 dia para um recipiente 40HQ.
- 9, Professional serviço de exportação. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom serviço pós-venda. Tomamos queixas de cuidados como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!