

## Introdução de China fabricante médicos cirúrgicos tampas:

Certificação: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origem: China

Material : PP não tecido

Cor: verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho, branco,(Todas as cores pode estar disponível)

Estilo: dobro tampas clipe elásticas

Peso: 10g, 11g ou 30g-

Tamanho: 21 "

Detalhes de empacotamento: 100 unidades / bag, 20 pcs / ctn.

## Características de China fabricante médicos cirúrgicos tampas:

1. Ecofriendly, respirável, saúde, não irritante, econômico, Soft, respirável, mesa leve e comfor.
2. design diferente de produtos está disponível em seu pedido.
3. Amostras e personalização disponíveis.
4. Livre de látex, uma classe de classificação de inflamabilidade.

## especificações de China fabricante médicos cirúrgicos tampas:

Material	PP não tecidos
Peso	10-30 g

Estilo	Elástica (látex livre), simples e dupla estilo elástica
--------	---

Tamanho	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Cor	azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho,branco, verde,(Todas as cores pode estar disponível)
embalagem	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	hospitalar pessoal médico clínicos e pacientes. livre de poeira oficina , laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

### **Imagens de China fabricante médicos cirúrgicos tampas:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



