

## Product details

### Descrição de China oficina alimentos coat indústria laboratório

1. Material: pp40g
2. Cor: branco,
3. Estilo: punho de malha, gola de malha, com bolsos
4. Tamanho: S-XXXL tamanhos disponíveis
5. Embalagem: 5PCS / polybag, 50PCS / carton e como você exige
- 6.1 \* 20 "FCL: 50000PCS (tolerância de diferentes tamanhos e materiais)
7. Mini quantidade da ordem: 5000PCS
8. Certificado: CE, FDA, ISO13485

### especificações de China oficina alimentos coat indústria laboratório

Material	pp não tecidos
gramagem	40g, poderia como seu pedido
Estilo	Com gola de malha, com punhos de malha, com bolsos
tamanho	S-6XL
cor	branco, etc.
Embalagem	5pcs / box, 50 sacos / CTN, ou como sua exigência
Design de embalagem	todo o saco e caixa de impressão interno pode ser como seu projeto
aplicações	oficina livre de poeira, hospital, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Serem fabricante ou uma empresa comercial, e quando foi a sua empresa estabelecida?

A: Sim, somos diretamente fabricante, nossa fábrica foi criada em 2003, temos a nossa própria empresa os direitos exportados em 2013.

Q: 2. O que é o volume de negócios anual para a sua empresa?

A: Normalmente, é de cerca de USD18 milhões-20000000, que ainda está em crescimento.

Q: 3. Faça a sua empresa possui sistema de gestão da qualidade, tais como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.

Q: 4. Can eu recebo as amostras grátis para verificação da qualidade? Quanto tempo eu posso obtê-lo?

A: Sim, nossas amostras podem ser fornecidos gratuitamente no prazo de 3-7 dias.