

## Product details

### o recurso de máscaras personalizadas

- 1) Macio, confortável, fcrianças até para fácil transporte
- 2) fluido resistente
- 3) 99% de eficiência de filtração bacteriana
- 4) Padrão Ear-Loop

### Nossa máscara cirúrgica rosa pode conseguir seguinte padrão de qualidade

- 1) Em conformidade com a EN14683: 2005
- 2) eficiência de filtração bacteriana (BFE%) & gt; 99%.
- 3) tipo padrão IIR, resistance à penetração por sintética sangue-120mmHg.

### A embalagem da máscara facial de segurança

descrição	Qt / box	Qt / Ctn	tamanho da caixa: 18 * 10 * 7cm
25 + 25 + 25 g, 3ply	50 Pcs	2000 Pcs	Tamanho da caixa: 52 * 38 * 30 centímetros

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## The regular shipment way



## Our business process

