

melhores fornecedores chineses para a máscara de gancho de cara cirúrgica médica, máscara facial não tecido, máscara com filtro de respiração

Especificações de máscara gancho de cara cirúrgica médica

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
tecido de peso	Poderia ser como seu pedido
suporte de ouvido	Amarre em ou suporte de ouvido
Tamanho	17,5 * 9,5 centímetros, ou como suas exigências
Cor	Branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
Design de embalagem	Todos caixa interna e impressão de embalagem exterior pode ser como seu projeto
aplicações	Hospital, laboratório, indústria alimentar, oficina livre de poeira, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 pcs
Preço	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias

Embalagem de máscara não tecida

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x38x30cm;

1 * 20 contêiner GP pode conter 1.000.000 Pcs de máscaras;

recipiente 1 * 40 HC pode conter 2.450.000 Pcs de máscara.

Nós também podemos fazer embalagem de respirar máscara de filtro como suas exigências.

descartado

1) Use uma vez terminado podem ser reciclados ou incinerados.

2) A embalagem deve ser depositado no recipiente apropriado para reciclagem

Imagem de máscara com filtro de respiração



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

