

## Introdução de tampa de clipe descartável:

Marca: ORIENT HONEST

Número do modelo: OH-1001, OH1002, OH1003

Certificação: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origem: China

Material : Pp não tecido

Cor: Branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todas as cores podem estar disponíveis)

Estilo: Caps de clipe elásticos

Peso: 10G-30G

Tamanho: 18 " '19' " 21 " 'etc

Detalhes de empacotamento: 100 pcs/bolsa, 20 pcs/ctn

## Especificações de tampa de clipe descartável:

<b>Produtos:</b>	consumíveis médicos de alta qualidade colorido não tecido ou elástico duplo 19 " 20 " '21' 'tampa de clipe descartável de tamanho personalizado
<b>Material:</b>	PP não tecido com elástico
<b>Grammagem:</b>	10g ~16g
<b>Estilo:</b>	Elástico único ou elástico duplo
<b>Tamanho:</b>	19 " ', ou 18' ', 20', 21 " ', etc.
<b>Cor:</b>	Branco Verde, amarelo, Azul, etc..
<b>MOq</b>	100, Assim,000pcs
<b>Embalagem:</b>	100pcs/bolsa; 2000pcs/ctn
<b>Inscrição:</b>	por doméstico, Setor médico, cirúrgico, farmacêutico, laboratorial e industriais, quadro, Sala de limpeza, etc.
<b>Armazenar:</b>	Armazenados em seco, umidade abaixo de 80%, armazém de gases não corrosivos e ventilado
<b>Termos de pagamento:</b>	T/T, L/C, PayPal, D/P, D/A, etc.
<b>Outro serviço:</b>	OEM e logotipo/marca personalizados
<b>Certificação:</b>	CE, ISO13485, FDA

## Recursos da tampa de clipe descartável:

1. Respirável, não absorvente, durabilidade
2. Com elástico único ou duplo disponível, em forma plissada ou de clipe com várias cores disponíveis.
3. A eficiência da filtração de bactérias (BFE) atingiu 99,1%. Essa taxa é muito maior que o padrão normal de 97%.
4. Amostras e personalização gratuitas disponíveis
5. Cap em forma de clipe antes de desdobrar

6. Poderíamos garantir a melhor qualidade, entrega rápida, desenvolvimento novo material.

**Fotos de tampa de clipe descartável:**







