

## Product details

### Especificações do laço em máscaras cirúrgicas, médico e cobre a boca enfermeira

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
w tecidooito	Poderia estar tal como pediu
suporte de ouvido	Amarre em ou suporte de ouvido
tamanho	17,5 * 9,5 centímetros, ou como suas exigências
cor	branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão /Capri azul / Borgonha / preto
Embalagem	50 Pcs / box, 2000 pcs / CTN, ou como suas exigências
Design de embalagem	todos caixa interna e na embalagem exterior impressão pode ser como seu projeto
aplicações	hospital, laboratório, indústria alimentar, oficina livre de poeira, eletrônico fabrica e assim por diante

### Armazenamento de máscara facial respirável com clipe nasal

1) O produto irá manter as suas propriedades quando ele é armazenado num local seco, a temperaturas entre 10 ° e 30 ° C.

2) Não exposto à luz solar directa.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### The regular shipment way



## Our business process

