

## **Tampões descartáveis não tecidos, tampão da enfermeira de Disposabel, tampão cirúrgico de Bouffant com único elástico**

É feito de PP não tecido, costura e estilo automático \

### **Vantagens:**

- 1, bom protetor, peso leve, sem látex.
- 2, estilo de costura, vestindo confortável.
- 3, cores branco, azul, verde, amarelo, rosa, laranja, vermelho podem estar disponíveis.

### **Indicações**

Para hospital clínico médico e pacientes, oficina livre de poeira, fábrica de alimentos.

### **Clip caps embalagem**

100PCS / bag, 2000pcs / carton. Tamanho da caixa: 58 \* 25 \* 27cm 1 \* 20ft pode carregar 715CTNS, total de 1430000pcs. 1 \* 40HQ pode carregar 1737CTNS, total 3474000pcs.

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nome                | Tampas elásticas não tecidas cirúrgicas descartáveis                                 |
| Material            | PP 10-30g  |
| Estilo              | Boné Bouffant, boné clip, boné mob, boné médico                                      |
| Cor                 | branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, laranja, etc.                          |
| Embalagem           | 100 pçs / saco, 2000 pçs / ctn   |
| design de embalagem | toda a impressão interna do saco e da caixa pode ser como seu projeto                |
| MOQ                 | 100.000pcs   |
| Amostra             | pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação da qualidade dentro de 3 dias. |
| Forma de pagamento  | T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P                                    |
| Tempo de entrega    | Capacidade: 200,000pcs / day, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15days.       |
| Porta FOB           | Wuhan / Xangai / Ningbo / Guangzhou  |

### **A imagem da tampa bouffant descartável**















[http:// https://membercenter.made-in-china.com/](http://https://membercenter.made-in-china.com/)