

Folhas de cama descartáveis Características do material:

1. CPE. cama descartável cobrir

É feito de material de polipropileno, sem látex; resistente à abrasão; fiapo baixo; com um alto nível de repelência de fluido. Respirável bem.

Cor: branco, verde, azul, amarelo, rosa, laranja, vermelho e assim por diante

Peso material: 25-65gsm.

2. Parede de cama descartável PP + PE

É feito de material PP + PE, livre de látex; resistente à abrasão; resistente ao fluido e álcool completamente impermeável.

Cor: Branco, verde, azul, amarelo, rosa, .

Peso material: 35-65gsm.

3. Folha de cama descartável SMS:

É feito a partir de material hidrofóbico SMS / spunlace, livre de látex; resistente à abrasão; fiapo baixo; com um alto nível de repelência de fluido; uma boa barreira para sangue, fluidos corporais e patógenos .

Peso material: 35-65gsm.

Material	CPE.
Característica	confortável, alta respirabilidade, fibra de vidro livre, látex, amigável
estilo	final elástico é costura manual; estilo plano está cortando diretamente
Tamanho	30" x71 "etc (totalmente stretched)
Cor	azul, branco,verde etc
Aplicações	hospital, clínico, médico, pessoal, pacientes, hotel, viagem e assim por diante
amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para a sua verificação de qualidade dentro de uma semana
pagamento Termo	T / T, L / C, D / A, D / P / CAVER
tempo de entrega	1 * 40HQ pode ser terminado em torno de 35 dias. (100.000 PCs por dia)
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Embalagem:

110 pcs / saco, 100 pcs / caixa

2.Tamanho da caixa: 70 * 34 * 465cm

nossos serviços:

1 Profissional Designer Equipe Ofereça-lhe Pacotes de OEM Alto-padrão e satisfatório

2. OEM Serviços: Peso, Cor, Material, Estilos podem ser personalizados

3. Organize o envio para você com uma taxa de frete competitiva

4. Marketing de marca promove sua venda

faq

Q1. Você é um fabricante?

a. Sim, somos líder fabricante de produtos de atendimento pessoal de algodão na China, fornecendo serviços de OEM / ODM.

Q2. Posso obter algumas amostras?

a. Sim, você pode obter as amostras com especificação comum. E também podemos fornecer amostras personalizadas para sua solicitação de design especial.

Q3. Quanto tempo a amostra se prepara para?

a. Geralmente 3-7 dias para especificação e pacote comuns, as amostras de personalização devem ser negociadas.

Q4. Você pode personalizar o padrão de produtos, logotipo e embalagem?

Sim, temos forte equipe de P & D para atender a demanda dos clientes.

Q5. Como você pode assegurar sua qualidade de produtos?

a. Nós temos 15. Anos de manufatura de experiências, e ainda manterá um rigoroso sistema de controle de qualidade, equipamentos avançados e talentos de alta tecnologia.