

Todos os vestidos são feitos de material da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e confortável superior:

Excelente material, à prova d'água e é fácil de usar,

Com o loop de polegar, confortável e fácil de trabalhar, com laços atrás da cintura, pode ser ajustável de acordo com a circunferência diferente, se encaixa melhor no seu corpo.

Vários tamanho podem ser personalizados de acordo com requisitos diferentes

Material de tecido	CPE
Estilo	Mangas compridas com polegar, com laços atrás da cintura
Tamanhos de dimensão	S-5xl
Peso de tecido	30-70G, pode ser como seu pedido
Cor	Branco, azul bebê
Certificado	ISO 13485, CE, FDA
MOQ	100000 PCs
Embalagem	1pcs/bolsa, 10pcs/bolsa do meio, 200 PCs/caixa
Capacidade	60000 PCs/dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Inscrição	laboratório, clínica, indústria de alimentos, oficina livre de poeira
Design de embalagem	pode ser personalizado como seu design



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

