

Anti vestido estático dental descartável de SMS com laço do polegar fornecedores

Introdução do SMS vestido com o polegar do laço

1. Amostras e personalização disponíveis.
2. Profissional QC para controlar a qualidade do produto. Todos os produtos estão em conformidade com o padrão de qualidade
3. Ter experiência suficiente e ganhou uma grande reputação de nossos clientes em todo o mundo.
4. Pagamento rápido, pronta entrega e preço competitivo.
5. Qualidade estável e melhor serviço pós-venda.
6. O serviço do OEM está disponível

Especificações do vestido de SMS com polegar Loop

Nome	Anti vestido estático dental descartável de SMS com laço do polegar fornecedores
Material	SMS
Estilo	Não estéreis, estilo suspenso, manga de vedação a quente com ultra-som, elástico no pulso com o polegar
Tamanho	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140cm), XL (125 * 150cm), 2XL (130 * 150cm), 3XL, 4XL, 5XL.
Peso	20G-65G
Cor	AMARELO
Embalagem	não estéril, 10 pçs / saco, 50 pcs / ctn ou 100 pçs / ctn,
MOQ	5000PCS
Entrega	Um recipiente 40HQ pode ser terminado dentro de 15-25days
Loja	Armazene em seco, umidade abaixo de 80%, armazéns de gases não corrosivos ventilados

Fotos de vestido de SMS com o polegar do laço

