

Detalhes do produto:

1. Material: polipropileno não tecido 100%
2. Tamanho: 80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 + 20 cm ou tamanho personalizado
3. Elástico: 5 mm ao longo da largura lateral + 30 cm de comprimento
4. Cor: Azul; Branco ; outro tamanho disponível
5. Embalagem: 10pcs / bag, 100pcs / carton

Indicações:

- 1, amplamente utilizado para spa, hotel, massagem, salão de beleza, uso único
- 2, para evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo de respingos de sangue, e isolar a invasão de poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e vírus.

Especificações:

Material	Polipropileno não tecido 100%
Cor	Branco azul
Estilo	elásticos na largura
Tamanho	80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 + 20 cm ou tamanho personalizado
embalagem	10 unidades / caixa, 100 unidades / ctn
Peso	25-65gsm ou personalizado
Pacote	Saco de PE revestido, em seguida, pacote de papelão ou personalizado
Recurso	Durável, macio, descartável
Uso	SPA, Hotel, Massagem, Salão, Medicinal, Hospital, Casa

Nossos serviços:

1. Fornece produtos da mais alta qualidade

A equipe profissional de QC controla estritamente cada etapa da produção até o carregamento.

2. O tempo de entrega mais rápido

Se for urgente, 1 * 40HQ pode ser concluído em 5 a 7 dias!

Normalmente, 1 * 40HQ pode ser concluído em 10-15 dias!

Temporada ocupada, 1 * 40HQ pode ser concluída dentro de 25-30 dias!

3. O preço mais razoável

Investir continuamente na melhoria de nossos trabalhadores qualificados, produtos e processos para minimizar o custo de cada etapa!

4. O serviço doce e rápido

Nossos funcionários estarão sempre tão pacientemente respondendo a suas perguntas dentro de 5 a 10 minutos.

5. Nós também podemos ajudar a encontrar produtos conectados.

Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudá-lo a obter os produtos conectados conforme sua demanda!