

Não -tecido descartável de alta qualidade capa de colchão

Estilo: extremidades planas e elásticas, extremidades quadradas

Tamanho: 80x190+20cm, 90x200+20cm, 160x190+20cm, 160x200+20cm, 180x200+20cm ...

Embalagem: 5 PCs/Bag, 5pcs/Ag ou 1 PCS/Bag, 50 PCs/CTN.

Material de tecido	PP, PP/PE, SMS, SMMS,
Estilo	Extremidades elásticas planas, extremidades quadradas, rolo
Tamanho das dimensões	80x190+20cm, 90x200+20cm, 160x190+20cm, 160x200+20cm, 180x200+20cm
Cor	branco, verde, azul, amarelo, rosa etc
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 PCs
Design de embalagem	Toda a bolsa interna e a impressão de caixa pode ser como seu design
Embalagem	10pcs/caixa, 10 sacolas/ctn ou 5 pcs/bolsa, 50 pcs/bolsa
Capacidade	Capacidade: 10.000 pcs/dia,
Tempo de entrega	1*40HQ Lençol descartável pode ser concluído em 10 a 15 dias;
Formulários	Hospital, laboratório, clínica, indústria de alimentos, oficina sem poeira
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou
Caminho de pagamento	T/T, PayPal, Western Union, L/C, D/A, D/P, garantia,



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL DISTRIBUTORIAL





orient Honest
MEDICAL TEXTILES

