

Especificações principais / características especiais:

1. Tamanho do produto:

S m l xl xxl

2. Material:

PP 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

SF 50-70cm.

Pp + PE 30-60GSM

3. Tratamento de material:

Tratamento de materiaisResult

Anti-água: sim

Anti-poeira: sim

Anti-estático: sim / não

Anti-Sangue: Sim / Não

Anti-Álcool: Sim / Não

4. Cor: branco, azul, azul escuro, laranja e assim por diante

5. USEAGE:

A. Kimonobe usado no spa e sauna para conveniência o corpo contra a água e a poeira.

B. Kimono pode ser usado na massagem para relaxar seu corpo.

C. Kimono pode ser usado na sala de limpeza, por exemplo, o GMP.

D. Kimono pode ser usado no hospital.

6. Embalagem:

10 pc / saco, 100 pcs / ctn

7. Serviço OEM:

A. Can Imprimir a banda para o nosso cliente no saco PE

B. Can Imprimir a banda para o nosso cliente na caixa da caixa

8. Amostras:

As amostras podem ser enviadas em 3 dias depois de confirmar.

9. Data de entrega:

Pode ser enviado em 15 dias após receber o Deposite.

Nome do Produto:	Quimono descartável.
Tamanho:	S: 110 * 130 cm; M: 115 * 137cm, L: 120 * 140cm, XL: 125 * 145cm; xxl: 130 * 150cm ou personalizado
Cor:	Branco, azul, rosa, amarelo ou personalizado
Material:	SBPP, SMS, Spunlace
Amostra:	Amostras grátis disponíveis

Aplicativo:	Usado principalmente em spa, salão de beleza hospital etc
MOQ:	5000pcs.
Pacote:	10 pc / saco, 100 pcs / ctn
Pagamento:	T / t, l / c
Tempo de entrega:	Envio em 20 dias