

Todos os jalecos são feitos de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:

- Os materiais que não soltam fiapos são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Camadas de construção altamente respiráveis permanecem frias, mesmo durante caixas longas
- Vários estilos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades diferentes

<u>Material de Tecido</u>	SMS
Estilo	Com laços na gola e cintura, punhos de malha
Tamanho das dimensões	S-3XL
Peso do tecido	35-65g, pode ser conforme sua solicitação
Cor	Cor azul
Certificado	ISO13485, FDA
MOQ:	10.000 pcs
Design de embalagem	pode ser como seu design
Embalagem	Saco de papel de 1 unidade / plástico, 50 unidades / ctn ou conforme sua necessidade
Capacidade	60.000 unidades por dia
Tempo de entrega	10-30 dias
<u>Formulários</u>	laboratório, clínica, indústria alimentícia, oficina livre de poeira, hospital

A foto de Jaleco descartável com punhos de malha médica fabricante



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

