

Todos os aventais médicos são feitos de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:

- Os materiais que não soltam fiapos são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Camadas de construção altamente respiráveis permanecem frias, mesmo durante caixas longas
- Vários estilos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades diferentes

Material de Tecido	Material SMS
Estilo	Com laços na gola e cintura, punhos de malha
Tamanho das dimensões	120 * 140 cm, pode ser personalizado
Peso do tecido	35-45g, pode ser conforme sua solicitação
Cor	Cor azul
Certificado	ISO13485, FDA, CE
MOQ:	10.000 pcs
Design de embalagem	pode ser como seu design
Embalagem	Saco de papel de 1 unidade / plástico, 50 unidades / ctn ou conforme sua necessidade
Capacidade	60.000 unidades por dia
Tempo de entrega	7 a 30 dias com base na quantidade do pedido
Formulários	laboratório, clínica, indústria alimentícia, oficina livre de poeira, hospital

A imagem do avental médico descartável de nível 1 com punhos de malha fornecedor médico



Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff

