

Bonés descartáveis não tecidos, boné de enfermeira descartável, boné cirúrgico com elástico único

É feito de não tecido PP, costura e estilo automático.

Vantagens

1. Boa proteção, peso leve, sem látex.
2. Estilo de costura, uso confortável.
3. Podem estar disponíveis as cores branca, azul, verde, amarela, rosa, laranja e vermelha.

Indicações

Para pacientes e médicos clínicos hospitalares, oficina sem poeira, fábrica de alimentos.

Embalagem de tampas de clipe

100 PCS / saco, 2000 PCS / caixa. Tamanho da caixa: 58X25X27cm 1 * 20 contêiner pode carregar 715ctns, total de 1430.000 PCS. 1 * 40 contêineres podem carregar 1737 ctns, total 3474, 000PCS

Nome Bonés cirúrgicos não tecidos elásticos descartáveis

Material PP 10-30g

Boné estilo Bouffant, boné clipe, boné mob. mop cap. boné médico

Tamanho 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 22 ", 24 "

Cor branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, laranja etc.

embalagem de 100 unidades / saco, 2000 unidades / ctn design de embalagem todo o saco interno e impressão de caixa podem ser como seu design

MOQ 100.000 unidades A amostra pode ser fornecida gratuitamente para verificação de qualidade dentro de 3 dias Forma de pagamento T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P,

COMPROMISSO,

Capacidade de tempo de entrega: 200.000 unidades / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;

FOB porto Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou