

Nome

Vestidos de isolamento descartáveis

Material

PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE

Estilo

gravata em / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçado

tamanho

S-5XL

Cor

Branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, cinza, preto etc.

Embalagem

10 pcs / caixa, 10 sacos / ctn ou 1 pcs / saco, 50 pcs / saco

Design de embalagem

Toda a caixa interna e a impressão da caixa pode ser como seu projeto

MOQ

5000 PCs

amostra

Pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias

forma de pagamento

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Custódia,

Tempo de entrega

Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 \* 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;

Porta FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### **descartável não tecido vestido de isolamento**

1. Proteção PP Vestidos cirúrgicos não estéreis

é feito de material de polipropileno hidrofóbico, livre de látex; resistente à abrasão; fiapo baixo; com um alto nível de repelência de fluido.

Cor: branco, verde, azul, amarelo, laranja e assim por diante

Peso material: 30-65gsm.

2. PP + PE PROTEÇÃO PE Vestidos cirúrgicos não estéreis

É feito de material PP + PE, livre de látex; resistente à abrasão; repelente completamente impermeável e repelente de álcool.

Cor: Branco, Verde, Azul, Amarelo.

Peso material: 40-65gsm.

3. Proteção SMS Vestidos cirúrgicos não estéreis (padrão e reforçado):

É feito a partir de material hidrofóbico de SMS / spunlace, sem látex; resistente à abrasão; fiapo baixo; com um alto nível de repelência de fluido; uma boa barreira para sangue, fluidos corporais e patógenos .

com estilo standard e reforçado. Estilo reforçado com reforço de proteção extra em manga e baú que pode ser um repelente de líquido e álcool completamente impermeável.

Cor disponível: Branco, Azul.

Peso material: 35-65gsm.

gravata em / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçado.