

Não tecido descartável de alta qualidade capa de colchão

estilo: planas, extremidades elásticas, extremidades quadradas

Tamanho: 80X190 + 20cm, 90X200 + 20cm, 160X190 + 20cm, 160X200 + 20cm, 180X200 + 20cm

...

Embalagem: 5 PCS / saco, 5 PCS / AG ou 1 PCS / saco, 50 PCS / CTN.

Material de Tecido PP, PP / PE, SMS, SMMS,

Estilo	Extremidades planas, elásticas, quadradas, rolo
Tamanho das dimensões	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Cor	branco, verde, azul, amarelo, rosa etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pcs
Design de embalagem	toda a impressão interna do saco e da caixa pode ser como seu projeto
Embalagem	10 unidades / caixa, 10 sacos / ctn ou 5 unidades / saco, 50 unidades / saco
Capacidade	Capacidade: 10.000 unidades / dia,
Tempo de entrega	1 * lençol descartável de 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
Formulários	hospital, laboratório, clínica, indústria alimentícia, oficina livre de poeira
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Forma de pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, COMPROMISSO,