

Introdução de tampa de clipe descartável:

Marca: ORIENT HONEST

Número do modelo: OH-1001, OH1002, OH1003

Certificação: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origem: China

Material : Pp não tecido

Cor: Branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todas as cores podem estar disponíveis)

Estilo: Caps de clipe elásticos

Peso: 10G-30G

Tamanho: 18 " '19' " 21 " 'etc

Detalhes de empacotamento: 100 pcs/bolsa, 20 pcs/ctn

Especificações de tampa de clipe descartável:

Produtos:	consumíveis médicos de alta qualidade colorido não tecido ou elástico duplo 19 " 20 " '21' 'tampa de clipe descartável de tamanho personalizado
Material:	PP não tecido com elástico
Grammagem:	10g ~16g
Estilo:	Elástico único ou elástico duplo
Tamanho:	19 " ', ou 18' ', 20', 21 " ', etc.
Cor:	Branco Verde, amarelo, Azul, etc..
MOq	100, Assim,000pcs
Embalagem:	100pcs/bolsa; 2000pcs/ctn
Inscrição:	por doméstico, Setor médico, cirúrgico, farmacêutico, laboratorial e industriais, quadro, Sala de limpeza, etc.
Armazenar:	Armazenados em seco, umidade abaixo de 80%, armazém de gases não corrosivos e ventilado
Termos de pagamento:	T/T, L/C, PayPal, D/P, D/A, etc.
Outro serviço:	OEM e logotipo/marca personalizados
Certificação:	CE, ISO13485, FDA

Recursos da tampa de clipe descartável:

1. Respirável, não absorvente, durabilidade
2. Com elástico único ou duplo disponível, em forma plissada ou de clipe com várias cores disponíveis.
3. A eficiência da filtração de bactérias (BFE) atingiu 99,1%. Essa taxa é muito maior que o padrão normal de 97%.
4. Amostras e personalização gratuitas disponíveis
5. Cap em forma de clipe antes de desdobrar

6. Poderíamos garantir a melhor qualidade, entrega rápida, desenvolvimento novo material.

Fotos de tampa de clipe descartável:









orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



