

Propriedade. Terno de laboratório PP descartável

Todos Vestido de pp. Feito de material de alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:

1. Size: S-5XL Ou personalizado
2. Feito de Não tecido Material, Respirar E confortável, limpo e sanitário.
3. Confortável e leve, fácil de fazer.

Especificações. Terno de laboratório PP descartável

Nome.	Descartável Pp lab casaco.	
Material	Pp.	
Estilo.		Manguito elástico ou malha
Tamanho	S-5XL	
Cor	Azul	
Embalagem.	10. PCs / caixa, 10 sacos / ctn	
Design de embalagem	Todas as caixas e impressão de papelão podem ser seu design	
MOQ.	5000 pcs	
Amostras	Pode ser fornecido gratuitamente para sua inspeção de qualidade dentro 2. Dias	
Método de pagamento	T / T, Paypal, União Ocidental, L / C, D / A, D / P, Escrow,	
Tempo de entrega	Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 * 40HQ podem ser concluídos em 20. -25. Dia;	
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou	

Imagem Descartável Pp lab casaco.







