

## **A propriedade de Casaco de laboratório de PP branco descartável**

**Tudo Toalha de algodão são feitos de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:**

1. Size: S-5xl ou personalizado
2. feito de não tecido material, respirável e confortável, limpo e sanitário.
3. Conveniente e leve, fácil de realizar.

## **A especificação de Casaco de laboratório de PP branco descartável**

Nome	Casaco de laboratório de PP branco descartável
Material	pp
Estilo	Malha colarinho e alças de malha, com Bottons e bolsos
Tamanho	S-5xl
Cor	azul
embalagem	5pcs/caixa, 10 sacos/ctn
design de embalagem	Toda caixa interna e impressão de caixa pode ser como seu design
MOQ	5000 PCs
Amostra	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro 2 dias
Caminho de pagamento	T/t, PayPal, Western Union, L/c, d/a, d/p, garantia,
Tempo de entrega	Capacidade: 10.000 pcs/dia, 1*40HQ pode ser concluído dentro 20-25 dias;
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

## **A imagem de Casaco de laboratório de PP branco descartável**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

