

## Cor não tecida protetora descartável do preto do revestimento do laboratório fornecedores

- 1, amostra grátis.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, L / C, T / T, D / P termos disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, EXW termos disponíveis;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. A inspeção de produtos da 3ª parte é aceitável.
- 7, serviço do OEM Mais opções em material, padrão, tamanho e embalagem;
- 8, entrega oportuna. O melhor prazo de entrega é 25-30 dia para um recipiente de 40HQ.
- 9, serviço de exportação profissional. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom após o serviço de venda Nós cuidamos de reclamações como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!

### Especificação da cor preta não tecida do casaco de laboratório

Nome	Cor não tecida protetora descartável do preto do revestimento do laboratório fornecedores
Tamanho	Tamanhos S-5XL estão disponíveis, tamanho regular. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Produção de acordo com as amostras e especificações do cliente)
Material	PP45g
Estilo	Gola, Zip frente, punhos elásticos
Cor	Preto
Aplicação	Médica & saúde / House / Laboratório
Característica	Durável, eco, não-tóxico, respirável e flexível
	Anti-Álcool, Anti-Sangue, Anti-Óleo
	Prova impermeável, ácida, prova do alcalóide
MOQ	5000 PCS
Amostra	pode fornecer dentro de 2 dias
Termo de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, COMPROMISSO, Paypal
Tempo de entrega	Um recipiente de 40hq pode ser terminado dentro de 20-30days.



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

