

1. PP de proteção não estéril vestidos cirúrgicos

É feito de material hidrofóbico de polipropileno, livre de látex; Resistente à abrasão; Fiapo baixo; Com um alto nível de repelência de fluido.

Cor: branco, verde, azul, amarelo, laranja e assim por diante

Peso material: 30-65gsm.

2. PP + PE proteção não estéril não estéril

É feito de SMS material, sem látex; Resistente à abrasão; Repelente completamente impermeável fluido e álcool.

Cor: branco, azul.

Peso material: 40-65gsm.

3. Proteção SMS Vestidos cirúrgicos não estéreis (padrão e reforçado):

É feito de material hidrofóbico de SMS / spunlace, sem látex; Resistente à abrasão; Fiapo baixo; Com um alto nível de repelência de fluido; Uma boa barreira para sangue, fluidos corporais e patógenos.

Com standard e estilo reforçado. Estilo reforçado com reforço de proteção extra em manga e baú que pode ser completamente impermeável fluido e repelente de álcool.

Cor disponível: branco, azul.

Peso material: 35-65gsm.

Amarre / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçado.

Nome	Descartável SMS vestidos
Material	SMS, SMMS,
Estilo	Amarre / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçado
Tamanho	S-5xl.
Cor	Branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, cinza, preto etc.
embalagem	10 pçs / caixa, 10 sacos / ctn ou 1 pcs / saco, 50 pcs / saco
Design de embalagem	Toda a caixa interna e a impressão da caixa podem ser como seu projeto
MOQ.	5000 PCs.
Amostra	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias
Maneira de pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Custódia,
Tempo de entrega	Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou