

[a propriedade de Casaco de laboratório de SMS descartáveis](#)

Todos Toalha de algodão são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:

1. Size: S-5XL ou personalizado
2. Feito de não tecido material, respirável e confortável, limpo e sanitário.
3. Conveniente e leve, fácil de realizar.

[a especificação de Descartável SMS bata de laboratório](#)

Nome	Descartável SMS bata de laboratório
Material	sms
Estilo	malha colarinho e algemas de malha, com bottons e bolsos
Tamanho	S-5XL
Cor	azul
Embalagem	5 pcs / caixa, 10 sacos / CTN
Design de embalagem	Toda a caixa interna e a impressão da caixa pode ser como seu design
MOQ	5000 pcs
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para a sua verificação de qualidade dentro 2. dias
forma de pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Custódia,
Tempo de entrega	Capacidade: 10.000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro 20. -25. dias;
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[a imagem de Descartável SMS bata de laboratório](#)







