

### [a propriedade de Vestido médico impermeável descartável](#)

**Todos Vestido são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:**

- 1.Size: S-5XL ou personalizado
2. Feito de Pp. E PE. material, e À prova d'água confortável, limpo e sanitário.
3. Conveniente e leve, fácil de realizar.

### [a especificação de Descartável Vestido médico impermeável.](#)

|                     |                                                                                     |                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nome                | Descartável Vestido médico impermeável.                                             |                            |
| Material            | Pp + pe.                                                                            |                            |
| estilo              |                                                                                     | Algemas elásticas ou malha |
| Tamanho             | S-5XL                                                                               |                            |
| Cor                 | azul                                                                                |                            |
| Embalagem           | 10. PCS / caixa, 10 sacos / CTN                                                     |                            |
| Design de embalagem | Toda a caixa interna e a impressão da caixa pode ser como seu projeto               |                            |
| MOQ                 | 5000 pcs                                                                            |                            |
| Amostra             | Pode ser fornecido gratuitamente para a sua verificação de qualidade dentro 2. dias |                            |
| forma de pagamento  | T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Custódia,                        |                            |
| Tempo de entrega    | Capacidade: 10.000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro 20. -25. dias;      |                            |
| Porta FOB           | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou                                               |                            |

### [a imagem de Descartável Vestido médico impermeável.](#)







