

máscara descartável para pintura, máscara facial de isolamento para cirúrgico, planta máscara facial enfermeira

Parâmetros da máscara facial para a pintura

- 1) Material: PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
- 2) Cor: branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
- 3) orelha loop: laço ou gancho auricular elástico
- 4) Tamanho: 17.5 * 9.5 cm para adultos;
14.5 * 9.5 para as crianças;
12,5 * 7,5 centímetros para o bebê
- 5) bar Nariz: plástico ou metal, flexível, montagem fixa
- 6) BFE 95%, BFE 99%

Aplicação de máscara facial para a pintura

- 1) Amplamente utilizado na vida diária, poeira oficina livre, fábrica de alimentos, para evitar a poeira da vida diária;
- 2) Para o hospital, clínica, médico e pacientes para prevenir vírus, fluidos corporais eo conteúdo respingos de sangue.

Embalagem de máscara facial para cirúrgica

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	1 * 40 recipiente HQ pode segurar (PCS)
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	52 * 19 * 42 centímetros	3,280,000 Pcs
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	51 * 37 * 30 centímetros	2.400.000 Pcs
Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais			

Armazenamento de máscara facial para cirúrgica

- 1) O produto irá manter as suas propriedades quando ele é armazenado num local seco, a temperaturas entre 10 ° e 30 ° C.
- 2) Não exposto à luz solar directa.

Imagem de máscara facial enfermeira

