

Descrição do Produto

Máscara facial de alta filtração para proteção auditiva anti-vírus descartável de 3 camadas

feito de 3 camadas, as camadas internas e externas são não tecido PP, a camada intermediária é de papel de filtro de alto padrão 99. Com o estilo Ear-loop.

Vantagens

1. Diretamente fabricante, ISO CE FDA certificado 3ply não tecido máscara facial descartável, todas as cores.
2. ISO, CE, FDA, BFE> 99%, padrão tipo II / Tipo IIR.
- 3.Capacidade: 1000.000 unidades / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
- 4.Laxet livre, respiração fácil, eco amigável, design de embalagem OEM, serviço em 24 horas.
5. Amigável para a pele, hipoalergênico, confortável, alta respirabilidade, sem fibra de vidro, sem látex

Especificações

| | |
|---------------------|--|
| Material | 3ply, PP não tecido 25g + filtro 25g + pp não wovn 25g |
| Característica | Amigo da pele, hipoalergênico, confortável, alta respirabilidade, sem fibra de vidro, sem látex |
| Estilo | Alça elástica para orelha (sem látex) |
| Tamanho | 17,5x9,5cm (adulto) |
| Cor | branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho, verde-maçã, preto (todas as cores podem estar disponíveis) |
| embalagem | Não estéril: 50 unidades / caixa, 2.000 unidades / ctn ou 1000 unidades / ctn |
| design de embalagem | Toda a impressão da caixa interna e da caixa pode ser como seu projeto |
| tamanho da caixa | 52x38x30cm |
| Formulários | peçoal médico clínico hospitalar e pacientes. oficina livre de poeira, laboratório, indústria alimentícia, manufatura eletrônica e assim por diante |
| MOQ | 10000 PCS |
| Amostra | Pode ser fornecido gratuitamente para verificação de qualidade dentro de uma semana |
| Termo de pagamento | T / T, L / C, D / A, D / P / COMPROMISSO |
| Tempo de entrega | 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 7 a 10 dias. Conforme sua quantidade (2 milhões de unidades por dia) |
| Porta FOB | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou |

Embalagem e envio

Não estéril: 50 unidades / caixa, 40 caixas / ctn ou 20 caixas / ctn

Nossos serviços

1. Fornece produtos da mais alta qualidade

A equipe profissional de QC controla estritamente cada etapa da produção até o carregamento.

2. O tempo de entrega mais rápido

Se for urgente, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 5-7 dias!

Normalmente, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias!

Temporada ocupada, 1 * 40HQ pode ser concluída dentro de 25-30 dias!

3. O preço mais razoável

Investir continuamente na melhoria de nossos profissionais qualificados, produtos e processos para minimizar o custo de cada etapa!

4. O serviço doce e rápido

Nossos funcionários estarão sempre tão pacientemente respondendo a suas perguntas dentro de 5-10 minutos.

5. Nós também podemos ajudar a obter produtos conectados.

Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudá-lo a obter os produtos conectados conforme sua demanda!

Informações da Empresa

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") é uma empresa global de desenvolvimento de produtos e fabricação direta especializada em inovação e suprimentos médicos e de proteção de baixo custo. Orient Honest se expandiu para nossas extensas linhas de produtos, como todos os tipos de macacões de proteção descartáveis, aventais cirúrgicos, jalecos, máscaras faciais, lençóis, toucas cirúrgicas, protetores de sapatos, mangas de braço, capa de chuva, aventais, compressas de gaze, rolos de algodão e assim em.

Orient Honest é uma empresa em rápido crescimento, a satisfação do cliente é sempre nossa missão e objetivos. Nosso compromisso com a melhoria contínua de nossos processos de fabricação, melhorando o desempenho do produto e desenvolvendo novos produtos com boa relação custo-benefício para atender às demandas de vários clientes e mercados. Todos os nossos produtos atendem aos padrões internacionais de qualidade, como ISO13485, CE, FDA.

Nossos produtos já são exportados para Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e assim por diante.