

Máscara facial descartável.

Descrição do produto

Use 3 camadas não tecidas de orelha de orelha alta proteção de protecção de filtração face máscara

Feita de 3 camadas, dentro e fora de camadas são pp não tecidos, a camada intermediária é 99 papel de filtro padrão alto. Com estilo de loop de orelha.

Vantagem

1. Fabricante muito claro, ISO CE FDA certificada 3ply máscara facial não tecida descartável rosto, qualquer cor.
2. IO, CE, FDA, BFE > 99%, tipo II / tipo IIR padrão.
3. Capacidade: 1000.000 PCs / Dia, 1 * 40HQ podem ser concluídas em 10-15 dias;
4. Freelaxet livre, fácil respiração, ecologicamente correto, design de embalagem OEM, serviço de 24 horas.
5. Pele amigável, hipoalergênico, confortável, alta respirabilidade, fibra de vidro, livre látex
- 6, pode ser simples embalado.

Especificação.

material	3ply, pp não tecido 25g + filtro 25g + pp non wovn 25g
Característica.	Pele amigável, hipoalergênico, confortável, respirabilidade, fibra de vidro livre, látex livre
Estilo	Loop de orelha elástica (látex livre)
Tamanho	17.5x9.5cm (adulto)
Cor	Branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho, maçã verde, preto, (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	Não estéril: 50 pcs / caixa, 2000pcs / ctn ou 1000pcs / ctn
Design de embalagem	Todas as caixas internas e impressão da caixa podem ser como seu projeto
Tamanho da caixa	52x38x30cm.
Aplicativo	Hospital e pacientes clínicos de pessoal médico. Workshops livres de poeira, laboratórios, indústria alimentícia, fabricação eletrônica e assim por diante
MOQ.	10000 PCs.
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para o seu cheque de qualidade dentro de uma semana
Termo de pagamento	T / t, l / c, d / a, d / p / depósito
Tempo de entrega	1 * 40HQ pode ser concluído em 7-10 dias. No geral você (2 Millon PCs por dia)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

embalagem e entrega

Não estéril: 50 pcs / caixa, 40 caixas / CTN ou 20 caixas / CTN

nosso serviço

1. Dê os melhores produtos de qualidade

A equipe profissional QC controla estritamente cada etapa de produção até que contenha.

2. O tempo de entrega mais rápido

Se urgente, 1 * 40HQ pode ser concluído em 5-7days!

Normalmente, 1 * 40HQ pode ser concluído em 10-15 dias!

Temporada ocupada, 1 * 40HQ pode ser concluída em 25-30 dias!

3. O preço mais razoável

Continue a investir em crescentes trabalhadores, produtos e nosso processo qualificado para minimizar o custo de cada etapa!

4. serviço doce e rápido

Nossos trabalhadores sempre farão pacientemente sua resposta

em 5-10 minutos.

5. Também podemos ajudar a fonte do produto conectado.

Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudar sua fonte de produtos conectados ao seu pedido!

Informações da Empresa

Wuhan Orient Honest Médica Products Co., Ltd. ("Orient Honest") é o desenvolvimento de produtos globais e empresas de fabricação direta que se especializam em inovação e custos médicos e custos econômicos. Orient Honest foi estendido à nossa extensa linha de produtos como todos os tipos de macacão protetoras descartáveis, vestidos cirúrgicos, casacos de laboratório, máscaras faciais, folhas, bonés cirúrgicos, coberturas de sapato, braços braços, ponchos de chuva, algodão e assim por diante.

Orient Honest é uma empresa crescente, a satisfação do cliente é sempre nossa missão e propósito. Nosso compromisso com a melhoria sustentável do nosso processo de fabricação, melhorar o desempenho do produto e desenvolver produtos novos-eficazes para atender às demandas de vários clientes e mercados. Todos os nossos produtos aderem aos padrões internacionais de qualidade, como ISO13485, CE, FDA.

Nossos itens foram exportados para a Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e assim por diante.

<https://www.china-disposable.com/products/surgical-safety-black-face-mask.html#.yj4ybagzauk>