

Nossa vantagem

1. Fabricante diretamente
2. ISO13485, CE, certificado FDA
3. Capacidade: 10, 000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluída dentro de 10-15 dias;
4. OEM aceitável, serviço em 24 horas.

Os vestidos cirúrgicos descartáveis são feitos de material protetor de isolamento de alto desempenho. Amplamente utilizado na oficina protetora de segurança médica, asséptica, isolamento de proteção, fábrica de eletrônicos de mineração, fábrica de alimentos Animais de criação de criação de biológico e assim por diante.

Com dois tipos de processos: costura ou ultrassonografia térmica.

Características do material

1. Vestidos cirúrgicos descartáveis PP

É feito de material hidrofóbico de polipropileno, livre de látex; Resistente à abrasão; Fiapo baixo; Com um alto nível de repelência de fluido.

Cor: branco, verde, azul, amarelo, laranja e assim por diante

Peso material: 30-65gsm.

2. Vestidos cirúrgicos descartáveis PP + PE

É feito de material PP + PE, livre de látex; Resistente à abrasão; Repelente completamente impermeável fluido e álcool.

Cor: branco, verde, azul, amarelo.

Peso material: 40-65gsm.

3. Vestidos cirúrgicos descartáveis SMS (padrão e reforçado):

É feito de material hidrofóbico de SMS / spunlace, sem látex; Resistente à abrasão; Fiapo baixo; Com um alto nível de repelência de fluido; Uma boa barreira para sangue, fluidos corporais e patógenos.

Com standard e estilo reforçado. Estilo reforçado com reforço de proteção extra em manga e baú que pode ser completamente impermeável fluido e repelente de álcool.

Cor disponível: branco, azul.

Peso material: 35-65gsm.

Amarre / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçado.

Nome	Vestido de isolamento descartável.
Material	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Estilo	Amarre / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçado
Tamanho	S-5xl.
Cor	Branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, cinza, preto etc.
embalagem	10 pcs / caixa, 10 sacos / ctn ou 1 pcs / saco, 50 pcs / saco
Design de embalagem	Toda a caixa interna e a impressão da caixa podem ser como seu projeto
MOQ.	5000 PCs.
Amostra	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias

Maneira de pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Custódia,
Tempo de entrega	Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[http:// https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-gowns.html#.yjnaruzauk](https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-gowns.html#.yjnaruzauk)