

Todos capa de inicialização são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:

- materiais não lanches são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

Tecido Material

EDUCAÇÃO FISICA

Estilo

Com elástico

Dimensões S. ize

36 * 55 cm pode ser personalizado de acordo com o seu pedido

cor

Cor azul

Certificado

ISO13485, FDA, CE.

MOQ:

10000. PCs.

Design de embalagem

Pode ser como seu projeto

embalagem

100 pcs / saco, 1000 pcs / caixa, ou como sua exigência

Capacidade

60.000. PCs por dia

Tempo de entrega

7-30 dias

Aplicações

Laboratório, consultório, Indústria alimentar, oficina sem poeira

A imagem de dTampa de inicialização longa isponível à prova d'água

 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL







55cm

