

**Todos capa de inicialização são feitos dos materiais da mais alta qualidade, fornecendo excelente proteção e conforto superior:**

- materiais não lanches são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

## **Tecido material**

Microporosa

## **Estilo**

Com elástico

## **Dimensões S. ize**

36 \* 55 cm pode ser personalizado de acordo com o seu pedido

## **cor**

cor branca

## **certificado**

ISO13485, FDA, CE.

## **MOQ:**

10000. PCs.

## **Design de embalagem**

pode ser como seu projeto

## **embalagem**

100 pcs / saco, 1000 pcs / caixa, ou como sua exigência

## **Capacidade**

60.000. PCs por dia

## **Tempo de entrega**

7-30 dias

## **Aplicações**

laboratório, consultório, indústria alimentar, Workshop sem poeira

A imagem de [tampa de inicialização microporosa descartável](#)

 orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





