

Indicações do Tampas de sapatos descartáveis:

Para médicos clínicos e pacientes hospitalares, loja de trabalho sem poeira, fábrica de alimentos.

Embalagem do Tampas de sapatos descartáveis:

100pcs/ bolsa, 2000pcs/ ctn. Tamanho da caixa: 36\*29\*54cm., 1\*40Container pode carregar 240.0000pcs.

Nome	Capa de sapato
Material	PP, PP+PE, CPE
Estilo	Costura e máquina automática feita
Tamanho	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm... ..
Cor	Cores brancas, azuis, verdes e vermelhas podem estar disponíveis.
embalagem	100pcs/bolsa, 2000pcs/ctn
design de embalagem	Toda caixa interna e impressão de caixa pode ser como seu design
MOQ	50000 PCs
Amostra	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias
Caminho de pagamento	T/T, PayPal, Western Union, L/C, D/A, D/P, garantia,
Tempo de entrega	Capacidade: 600.000 pcs/dia, 1*40HQ pode ser concluído em 30 dias;
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou





