

**Tudo capa de bota são feitos de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:**

- Os materiais que não soltam fiapos são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Camadas de construção altamente respiráveis permanecem frias, mesmo durante caixas longas
- Vários estilos podem ser personalizados de acordo com suas diferentes necessidades

<b>Tecido Material</b>	PP não tecido
<b>Estilo</b>	Com elástico no tornozelo
<b>Dimensões size</b>	40 * 50 cm podem ser personalizados de acordo com sua solicitação
<b>Tecido woito</b>	20-60g, could estar tal como pediu
<b>Cor</b>	Cor azul
<b>Certificado</b>	ISO13485, FDA
<b>MOQ:</b>	10.000 pcs
<b>Design de embalagem</b>	pode ser como seu design
<b>Embalagem</b>	100 unidades / saco, 1000 unidades / caixa, ou como sua exigência
<b>Capacidade</b>	60.000pcs por dia
<b>Tempo de entrega</b>	7-30 dias
<b>Formulários</b>	laboratório, consultório, indústria alimentícia, oficina livre de poeira,hospital

**A foto de Fabricante médico de capa de bota de não tecido descartável**





