

Tudo capa de bota são feitos de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:

- Os materiais que não soltam fiapos são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Camadas de construção altamente respiráveis permanecem frias, mesmo durante caixas longas
- Vários estilos podem ser personalizados de acordo com suas diferentes necessidades

Tecido Material	PP não tecido
Estilo	Com elástico no tornozelo
Dimensões size	40 * 50 cm podem ser personalizados de acordo com sua solicitação
Tecido woito	20-60g, could estar tal como pediu
Cor	Cor azul
Certificado	ISO13485, FDA
MOQ:	10.000 pcs
Design de embalagem	pode ser como seu design
Embalagem	100 unidades / saco, 1000 unidades / caixa, ou como sua exigência
Capacidade	60.000pcs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Formulários	laboratório, consultório, indústria alimentícia, oficina livre de poeira,hospital

A foto de Fabricante médico de capa de bota de não tecido descartável





