

Folha de transporte de polipropileno descartável para reposicionamento e transferência de pacientes

Características da folha carreg descartável

- 1) o descartável o paciente que carreg a folha é projetado especialmente de um não-tecido, repelente de água material de polipropileno.
- 2) é incrivelmente forte com um peso máximo do usuário de 400kg.
- 3) cada folha é feito para fazer torneamento, reposicionamento e transferência de pacientes muito fácil com 6 alças em cada lado.

O especificação para a folha carreg do polypropylene

Material	polipropileno
Cor	azul
Estilo	Ultra-sônico vedação do calor, com furo no lado do comprimento
Tamanho	195cm * 85cm (pode ser feito de acordo com a demanda do cliente)
Aplicativo	Hospital, emergência Centro, clínica
MOQ	5.000 PCs
Preço	Negociável
Termos do pagamento	T/t, L/C, d/a, d/P, Western Union, Escrow, Paypal
Habilidade da fonte	10, PCes/dia, 1 * 40 HQ o recipiente pode ser terminado em 15 dias
Tempo de entrega	De acordo com o quantidade, normalmente 30days após o depósito
Detalhes da embalagem	Estéril: 1 saco de plástico dos PCes/papel, 50 PCes/ctn Não esterilizar: 1 PCes/saco, 50 PCes/ctn Ou como suas necessidades

Fotos de folha de transporte de polipropileno descartável



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

