

> [A propriedade de> cobertores de aquecimento cirúrgico](#)

all Capas de cadeira são feitos de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:

1. Tamanho: Normalmente tamanho: 110*190cm
2. Feito de não tecido, macio e confortável, limpo e sanitário.>
3. Conveniente e conveniente aquecimento, fácil de usar.>
4. Ótima água repelente, amigável para a pele e confortável.>

> [A especificação de cobertores de aquecimento cirúrgico](#)

>>

>

>Nome	> Cobertores de aquecimento cirúrgico
>Material	> >Não tecido +poliéster
>estilo	> >Lençol plano
>Tamanho	> >110*190cm
>Color	> >Branco azulado
>embalagem	> 1> PC/bolsa compactada, 25 conjuntos/caixa> ,Pode ser personalizado
>Caixa de caixa	> Toda a sacola interna e a impressão de caixa pode ser como seu design
>Tamanho da caixa	> >28*22*33 cm
>Aplicativos	> >Para o hospital, clínica
>MOQ	> >2 000 >PCs
>Amostra	> pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias úteis
>Pagamento	> T/T, PayPal, L/C
>Tempo de entrega	> >Em 20 a 25 dias
>Porta FOB	> Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

>

>

[A imagem de cobertores de aquecimento cirúrgico](#)







