

## Product details

### As especificações do laço na máscara

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
cor	White / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão /Capri azul / Borgonha
suporte de ouvido	Laço em
bar nariz	Plástico ou metal
Padrão de qualidade	TIPO IIR,EN14683 e FDA

### O recurso de máscara sanitária

- 1) tridimensional de design: especificado máscaras anti-SARS, esterilização, anti-gripe, poeira
- 2) Com o clipe de nariz: flexível, montagem fixa
- 3) borda fina: a borda do pacote de tecnologia de vedação de calor completo
- 4) de alta corda elástica: Material antialérgicas

### Os nossos termos de troca de máscaras hospitalares para venda

- 1) MOQ: 100000 pcs
- 2) Termos de pagamento: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, COMPROMISSO,Paypal
- 3) capacidade de produção: 1 \* 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 diass
- 4) Tempo de entrega: normalmente, 30 dias após o depósito
- 5) Amostra: sampla é gratuito, podemos oferecer amostras em 3 dias

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





### The regular shipment way



## Our business process

