

Propriedades de EN14683 Tipo IIR **máscara facial médica** Em azul

Todas as máscaras são feitas de material de alta qualidade, oferecendo excelente proteção e conforto superior:

- Material não enrolado suave e confortável para eliminar a irritação da pele
- Uma camada de construção muito respirável permanece fria, mesmo em casos longos
- Máscaras anti-embaçamento estão disponíveis com espuma ou filme para evitar embaçamento
- Laços extra-longos facilitam doações

Especificações **EN14683 Tipo IIR** máscara facial médica azul

Dimensão Tamanho	17,5 * 9,5 cm
Peso do tecido	PP25gsm + MB25gsm + PP25gsm, pode ser como seu pedido
Cor	Azul
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100000 pcs
Design de embalagem	pode ser como seu design
Embalagem	50 pçs / caixa, 2000 pçs / ctn, ou como suas exigências
Habilidade	1.000.000 pcs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Inscrição	hospital, laboratório, clínica

Imagem de EN14683 Tipo IIR **máscara facial médica** Em azul



