

Alta qualidade [Lençóis descartáveis não tecidos](#)

Estilos de lençóis descartáveis: plano, extremidade elástica, borda quadrada

Tamanho: 80X190 + 20cm, 90X200 + 20cm, 160X190 + 20cm, 160X200 + 20cm, 180X200 + 20cm ...

Embalagem: 5 PCS / bolsa, 5 PCS / AG ou 1 PCS / bolsa, 50 PCS / CTN.

Especificação Alta qualidade [Lençóis descartáveis não tecidos](#)

Tecido	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Estilo	Extremidade plana, elástica, ponta quadrada, rolo
Tamanho da dimensão	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm
Cor	branco, verde, azul, amarelo, rosa etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pcs
Design de embalagem	Todos os sacos internos e impressão de caixa podem ser de acordo com seu design
Embalagem	10 unidades / caixa, 10 bolsas / ctn ou 5 unidades / bolsa, 50 unidades / bolsa
Habilidade	Capacidade: 10.000 unidades / dia,
Tempo de entrega	1 * lençol descartável de 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
Inscrição	hospital, laboratório, clínica, indústria alimentar, oficina livre de poeira
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Forma de pagamento	T / T, PayPal, West Union, L / C, D / A, D / P, COMPROMISSO,