

## **IIR máscaras cirúrgicas, amarrar na máscara médica, cara 3ply descartáveis fornecedor máscara**

### **Desempenho de máscaras cirúrgicas**

- 1) Para evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo respingos de sangue.
- 2) Em conformidade com a EN14683 e FDA
- 3) eficiência de filtração bacteriana (BFE%) & gt; 99%.

### **Detalhes rápidos de laço uma máscara médica**

- 1) Camada: 3ply, PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
- 2) Tamanho: 19.5X7.5cm
- 3) Cor: branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto, nós temos cores 11different totalmente.
- 4) suporte de ouvido: laço em
- 5) bar Nariz: plástico ou metal
- 6) Embalagem normal: 50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência

### **Os termos de troca de máscaras cirúrgicas**

MOQ	100.000 pcs
Preço	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias

### **Porque escolher-nos ?**

- 1) Diretamente fabricante para empate na máscara médica, preço de fábrica
- 2) NELSON, ISO, certificados do CE, BFE & gt; 99%, Tipo II padrão / Tipo IIR.
- 3) O projeto de embalagem OEM, serviço em 24 horas.
- 4) Latex livre, respiração fácil, eco friendly. Utilizado na clínica, hospital, farmácia, alimentar, salão de beleza, indústria de eletrônicos, etc.

### **Imagem de máscara facial 3ply**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

