

## Product details

### Indicações de laço máscara de volta cirúrgica

- 1) máscara facial estéril é para hospitalares, clínicas, médicos e pacientes;
- 2) máscara facial não-estéril pode ser usado para oficina livre de poeira, fábrica de alimentos e assim por diante.

### Propriedades da máscara protectora

- 1) Alta filtração:3-ply oferece um design plissado, 0.filtração 05 microns em maior, em seguida, 99%.
  - 2) fio de alumínio fino que cabe confortavelmente sobre o nariz,e manter a filtração máxima ao mesmo tempo.
  - 3) Gravata e suporte de ouvido estilo: two pares de laços de polipropileno segurar um ajuste confortável;
- eestilo de loop ar atribui rápido e com alças elásticas.

### Embalagem de cobre a boca médicos

Especificação	embalagem normal	tamanho da caixa	tamanho da caixa
17,5 * 9,5 centímetros, 3ply	50 pcs / box, 40 caixas / CTN	18 * 10 * 10cm	52 * 38 * 42 centímetros
Observação: todos podem ser especial personalizado de acordo com suas necessidades reais			

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: Qual é a sua capacidade de produção para a sua grande variedade de o produto?

A: Face capacidade de máscara: 1000.000 peças / dia.

Macacão, vestidos cirúrgicos, revestimento do laboratório, cama capacidade de folha: 10.000 peças / dia.  
capacidade Caps: 200.000 peças / dia. Cada 1 \* 40HQ pode ser terminado dentro de 1 semana.

Q2: qual é o seu MOQ de cada produto?

A: Face máscara / tampas / propés / mangas braço cada MOQ: 50.000 peças.

Roupas e lençóis MOQ: 5000 peças