

Product details

O recurso de folha estéril cirúrgica

tecido	Polipropileno, SMS, PP + PE, ou microporosa
Estilo	equipado elastic design,Ideal para todos os tamanhos e estilos de berço abrigo
Função	À prova de humidade
Tamanho	83 "C x 35" W Ou como suas exigências
Embalagem	embalados individualmente

Sobre Esterilização EO para a folha de cama de hospital estéril, higiene lençol descartável estéril

- 1) A etiqueta de indicação de esterilização é, no cada saco;
- 2) A folha de cama é esterilizado por gás EO, e é embalado em saco plástico de papel;
- 3) A cor da etiqueta indicação esterilização muda de cor se o lençol esterilizado foi perfeitamente;
- 4) Normalmente, o nosso modo de embalagem é: 1Pcs por saco de papel de plástico, 50 unidades por caixa.

Nós também podemos produzir como suas exigências.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

