

Fabricantes de Caps Rodados de Bouffant não tecidos PP cirúrgicos

Especificação:

Item	Fabricantes de Caps Rodados de Bouffant não tecidos PP cirúrgicos
Material	9g, 10g, 12g, 14g, 18g, 20g, 25g etc
Estilo	Elastic (Latex Free), estilo elástico único e duplo
Cor	branco, azul, verde
embalagem	100pcs/bolsa, 1000pcs/ctn
design de embalagem	Toda caixa interna e impressão de caixa pode ser como seu design
Formulários	Pessoal Médico Clínico Hospitalar e pacientes. oficina sem poeira, laboratório, indústria de alimentos, fabricantes eletrônicos e assim por diante
MOQ	100.000 PCs
Controle de qualidade	1. Não começaremos a fabricar os produtos até você confirmar a amostra. 2.A embalagem será à prova de água, à prova de umidade e selada
Certificado	CE, ISO13485, FDA





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





