

**Todos capa de inicialização são feitos dos materiais da mais alta qualidade, fornecendo excelente proteção e conforto superior:**

- materiais não lanches são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

## **Tecido Material**

EDUCAÇÃO FISICA

### **Estilo**

Com elástico

### **Dimensões S. ize**

36 \* 55 cm pode ser personalizado de acordo com o seu pedido

### **cor**

Cor azul

### **Certificado**

ISO13485, FDA, CE.

### **MOQ:**

10000. PCs.

### **Design de embalagem**

Pode ser como seu projeto

### **embalagem**

100 pcs / saco, 1000 pcs / caixa, ou como sua exigência

### **Capacidade**

60.000. PCs por dia

### **Tempo de entrega**

7-30 dias

### **Aplicações**

Laboratório, consultório, Indústria alimentar, oficina sem poeira

[A imagem de. Tampa de inicialização descartável médica](#)







55cm

