

## Product details

### Parâmetros da máscara protectora médica da criança

- 1) Material: PP não tecido + papel de filtração de alta + PP não tecida, muito macia, não irritação.
- 2) cor: Branco
- 3) laço da orelha: laço liso elástico da orelha, largura de 6mm
- 4) Tamanho: 125 × 80mm
- 5) barra do nariz: nenhuma barra do nariz
- 6) BFE (bacteriana eficiência da filtragem) > 99%

### Empacotamento da máscara de rosto médica não tecida da criança

|                  |                                                                         | Tamanho da caixa | 1 * 40 recipiente do QG pode prender (PCes) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Embalagem normal | 50 PCS/BOX, 2000 pcs/CTN                                                | 52 * 29 * 34cm   | 2.620.000 PCs                               |
| Embalagem única  | 1 saco de plástico impresso cor de PCes/1, 50 PCes/caixa, 2000 PCes/ctn | 52 * 30 * 42cm   | 2.060.000 PCs                               |

### Pictrues da máscara de face médica descartável da criança



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

