

P.Parâmetro de roduto

Material de tecido.	Pp, pp / pe, sms, smms, tecido não tecido hidrofílico, micropótico PE
Estilo	Plano, elástico termina, quadrado termina, lista
Tamanho das dimensões	114 * 225 cm; 114 * 220cm; 130 * 240 cm. Ou como suas necessidades.
Gram Peso	30-85.GSM. (Ou De acordo com o seu pedido)
Cor	Branco, verde, azul, amarelo, rosa etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA.
MOQ:	10000pcs.
Design de embalagem	tudo interno Bolsa e Caixa impressão posso ser Como sua Projeto
Embalagem	10pcs / caixa, 10 Sacos / CTN. ou 5. PCs / saco, 50 PCs / saco
Capacidade	Capacidade: 10.000 pcs / dia,
Tempo de entrega	Um contêiner de 40HQ pode ser concluído em 15-20. dia
Formulários	Hospital, Laboratório, Clínica, Indústria alimentar, Workshop sem poeira
FOB. porta	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Pagamento caminho	T / t, PayPal, ocidental União, L / c, d / a, d / p, depósito,
Armazenar	Armazenar em local seco, umidade abaixo de 80%, ventilado, armazém de gás não corrosivo.

Característica do produto

- 1 Folha de cama descartável: liso, extremidades elásticas, extremidades quadradas
2. Fabricante diretamente, folha de cama descartável, quaisquer cores.
- 3., ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.. Capacidade: 10, 000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
- 5.. Boa barreira para fluido e respirável, design de embalagem OEM, serviço em 24 horas.

Embalagem de produtos

5 pcs / saco, 5pcs / ag ou 1 pcs / saco, 50 pcs / ctn.

Material de embalagem pode ser sua necessidade.

Tempo de entrega: Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 * 40HQ folha de cama descartável pode ser finalizado dentro de 10-15. dias;

Porta de envio:Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,ou como sua exigência.

Padrão de classificação ;

Adequado para pessoas: Médico, estudantes, paciente, hotel limpador, viagens etc

Adequado para a Ocasão: Hospital, Escola, Casa, Hotel etc.

produtos introdução: Costura da mão ou estilo simples. O elástico final pode ser padrão ou qualidade requerida. O tamanho dobrado pode ser personalizado.

Isto é projetado sob material não tecido. podemos suportar personalizar o tamanho e o estilo para garantias confortável sentindo-me e uso. Pacote de saco econômico comprimido é popular para Consumers.sterile Embalagem quente em medicina.

Esse modelo do Lençóis descartáveis tem Boa ar permeabilidade, confortável para desgaste, poeira. Ambiente de prevenção Friendly.Custom produzir. pode ser ajustável para caber confortável sem copo fibra, hipoalergênico.