

## P.Parâmetro de roduto

Material de tecido.	Pp, pp / pe, sms, smms, tecido não tecido hidrofílico, micropótico PE
Estilo	Plano, elástico termina, quadrado termina, lista
Tamanho das dimensões	114 * 225 cm; 114 * 220cm; 130 * 240 cm. Ou como suas necessidades.
Gram Peso	30-85.GSM. ( Ou De acordo com o seu pedido)
Cor	Branco, verde, azul, amarelo, rosa etc.
Certificado	CE, ISO13485, FDA.
MOQ:	10000pcs.
Design de embalagem	tudo interno Bolsa e Caixa impressão posso ser Como sua Projeto
Embalagem	10pcs / caixa, 10 Sacos / CTN. ou 5. PCs / saco, 50 PCs / saco
Capacidade	Capacidade: 10.000 pcs / dia,
Tempo de entrega	Um contêiner de 40HQ pode ser concluído em 15-20. dia
Formulários	Hospital, Laboratório, Clínica, Indústria alimentar, Workshop sem poeira
FOB. porta	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Pagamento caminho	T / t, PayPal, ocidental União, L / c, d / a, d / p, depósito,
Armazenar	Armazenar em local seco, umidade abaixo de 80%, ventilado, armazém de gás não corrosivo.

## Característica do produto

- 1 Folha de cama descartável: liso, extremidades elásticas, extremidades quadradas
2. Fabricante diretamente, folha de cama descartável, quaisquer cores.
- 3., ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS,
- 4.. Capacidade: 10, 000pcs / dia, 1 \* 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
- 5.. Boa barreira para fluido e respirável, design de embalagem OEM, serviço em 24 horas.

## Embalagem de produtos

5 pcs / saco, 5pcs / ag ou 1 pcs / saco, 50 pcs / ctn.

Material de embalagem pode ser sua necessidade.

Tempo de entrega: Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 \* 40HQ folha de cama descartável pode ser finalizado dentro de 10-15. dias;

Porta de envio:Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou,ou como sua exigência.

## **Padrão de classificação ;**

**Adequado para pessoas:** Médico, estudantes, paciente, hotel limpador, viagens etc

Adequado para a Ocasão: Hospital, Escola, Casa, Hotel etc.

**produtos introdução:** Costura da mão ou estilo simples. O elástico final pode ser padrão ou qualidade requerida. O tamanho dobrado pode ser personalizado.

**Isto é projetado** sob material não tecido. podemos suportar personalizar o tamanho e o estilo para garantias confortável sentindo-me e uso. Pacote de saco econômico comprimido é popular para Consumers.sterile Embalagem quente em medicina.

**Esse modelo do Lençóis descartáveis** tem Boa ar permeabilidade, confortável para desgaste, poeira. Ambiente de prevenção Friendly.Custom produzir. pode ser ajustável para caber confortável sem copo fibra, hipoalergênico.