

Característica do produto:

1. Tamanho: S 96*140*57cm M 100*144*57 cm L 104*148*57 xl 108*152*58
2. com um alto nível de repelência de fluidos.
3. Mado a partir de sms hidrofóbicos, pp, pp+pe. CPE, material microporoso; Livre de látex; resistente à abrasão; baixo fiapo; Fluido completamente impermeável.
4. Projetado para proteção ideal, uso confortável.
5. Branco, azul, verde, amarelo, vermelho pode estar disponível. Indicações O Laboratório Dental descartável é amplamente utilizado em vestidos de proteção de segurança médica, vestidos de oficina assépticos, isolamento de proteção, fábrica de eletrônicos de mineração, fábrica de criação de animais de fazenda de fábrica de alimentos Biohazard e assim por diante.

Nossas vantagens:

1. Fabricante diretamente, casacos de laboratório dental descartáveis, quaisquer cores.
2. Iso, CE, PP, PP/PE, SMS, SMMS, microporoso,
3. Capacidade: 10.000 pcs/dia, 1*40HQ pode ser concluído em 10 a 15 dias;
4. Boa barreira ao fluido e respirável, design de embalagem OEM, serviço em 24 horas.

Especificação do produto:

Número do código	OH-4000
Cor	Branco, outros como azul, azul escuro, verde etc.
Materiais	PP 40G/m ² não tecidos (+/- 2g/m ²), varia de 30 a 60gsm É feito a partir de tecido não tecido, sem tecido, livre de látex, sem tecido, sem tecido, livre de abrasão, com um alto nível de repelência de fluidos, uma boa barreira ao sangue, fluidos corporais e patógenos.
Estilo	Colarinhos de camisa, sem bolsos, punhos elásticos, 4 velcros na frente,
Tamanho	S, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl, 5xl (detalhes, você pode verificar abaixo)
Embalagem	5pcs/saco, 50pcs/ctn; 10pcs/bolsa, 100pcs/ctn, conforme sua necessidade
Nosso padrão	CE, ISO13485, FDA

Estilo de casaco de laboratório para sua referência


Frente Open: com botões, com zíper, com fita mágica (velcro),

Manguito: com pulsos abertos, com pulsos elásticos, com punhos de malha,

Gola: com colarinho único (camisa), com colarinho redondo, com colarinho de malha,

Adicional: com bolsos, sem/sem bolsos.





Nossa embalagem normal:

1. 5pcs/saco, 50pcs/ctn, como suas demandas
 2. Não estéril (estéril disponível)
 3. Tamanho da caixa: 30*48*41cm, 0,05904cbm ou como suas demandas
 4. Se você comprar 1x20gp, pode carregar 440ctns, a quantidade será 44000pcs
- Se você comprar 1x40HQ, pode carregar 1117ctns, a quantidade será 111700pcs

Perguntas frequentes

1. Você é fabricante ou empresa comercial? Quando sua empresa foi estabelecida?

Sim, somos diretamente fabricantes, nossa fábrica foi criada em 2003.

2. Qual é a rotatividade anual da sua empresa?

Nos anos aprovados, eram cerca de US \$ 18 milhões a 20 milhões, ainda está no crescimento.

3. Qual é o número de funcionários da sua empresa?

Nossa fábrica é de cerca de 380-400 trabalhadores qualificados, 10 QC profissional para verificação de qualidade durante cada processo e 10 vendas profissionais com 3-8 anos de experiência no departamento de comércio INT'L.

4. Qual é a porcentagem da distribuição de seus produtos para local e exportação?

Atualmente, 90% para exportação, 10% para o local.

5. Quais são os principais países para os quais você exporta?

Alemanha, Suíça, Áustria, Itália, França, Reino Unido, EUA, Arábia Saudita, Chile, México, Peru, Brasil, Coréia, Japão, Tailândia e assim por diante.

6. Você pode nos fornecer uma visão geral do intervalo dos produtos que você fabrica especificamente?

Nossa própria fábrica produz principalmente todos os tipos de máscaras faciais descartáveis, bonés, coverls, vestidos cirúrgicos, casacos de laboratório, lençóis, mangas de braço, tampas de sapatos, cortinas cirúrgicas, ponchos de chuva, aventais e assim por diante.

7. Quantas linhas de produção existem para a sua maior gama de produtos?

2 linhas de produção para tecido PP, SMS, PP/PE Material. 2 workshops sem poeira para produtos estéreis cirúrgicos 5 máquinas de caps automáticos e 5 máquinas automáticas de ensino médio. 10 máquinas automáticas de máscara facial.

8. Qual é a sua capacidade de saída para o seu maior alcance do produto?

Capacidade da máscara facial: 1000.000 peças / dia. CoverAll, vestidos cirúrgicos, casaco de laboratório, lençol: 10.000 peças/dia. Capacidade Caps: 200.000 peças/dia. Cada 1*40HQ pode ser finalizado dentro de 7 a 10 dias.

9. Sua empresa possui algum sistema de gerenciamento da qualidade, como Certificados ISO, EN ou CE?

Sim, temos CE, ISO13485, FDA, Reach, SGS e Nelson Report.

10. Posso obter as amostras grátis para verificação de qualidade? Quanto tempo posso conseguir?

Sim, nossas amostras podem ser fornecidas gratuitamente em 3-7 dias.

11. Podemos imprimir nosso logotipo nos produtos ou na embalagem?

Sim, todos os produtos podem ser feitos sob medida e todo o pacote pode ser impresso como sua arte.

12. Qual é a data de vencimento dos seus produtos?

Cerca de 3-5 anos.

13. Quais são as suas condições de pagamento normais?

Para primeira ordem, 30% T/T com antecedência, 70% serão pagos antes do carregamento ou l/c. Podemos discutir isso mais após algumas vezes a cooperação.

14. Qual é o seu MOQ de cada produto?

Máscara facial/tampas/tampas de sapato/mangas de braço cada MOQ: 50.000 peças. Roupas e lençóis MOQ: 5000 peças.

15. Como você resolve problemas de qualidade, se houver?

Nossa fábrica prestará a maior atenção a quaisquer problemas de qualidade. Investigaremos profundamente a causa raiz dos problemas e encontraremos a melhor solução para evitar problemas futuros. Enquanto isso, faremos compensação correspondente para nossos clientes.

Fotos:



<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>