

## **máscara plissada não tecido, modernas máscaras cirúrgicas, enfermeira e máscara protetora paciente**

### **A descrição da máscara facial**

- 1) A nossa máscara facial são imensamente na demanda por sua maciez, natureza higiênico e preços razoáveis.
- 2) ligação Spun, SMS, Melt de material fundido usado
- 3) Disponível 1ply, 2ply, 3 ply e 4ply
- 4) opções de cores variadas: branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
- 5) a granel e embalagem estéril único oferecido.
- 6) Preço de acordo com a quantidade

### **Propriedades de máscaras cirúrgicas modernas**

- 1) alta filtração: 3 camadas plissadas ofertas de design, 0,05 micron filtração em maior, em seguida, 99%.
- 2) de fio fino de alumínio encaixa confortavelmente sobre o nariz, e manter a filtração máxima, ao mesmo tempo.
- 3) Tie e estilo de ouvido: dois pares de laços de polipropileno segurar um ajuste confortável; estilo de ouvido atribui rápido e com alças elásticas.

### **Os termos de troca de máscaras cirúrgicas modernas**

MOQ	100.000 pcs
Preço	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias

### **Embalagem de máscara facial**

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;  
1 \* 20 contêiner GP pode conter 1.400.000 Pcs de máscaras, 700 ctns;

recipiente 1 \* 40 HC pode conter 3.450.000 Pcs de máscara, 1725 ctns.  
Ou como suas exigências.

### Imagem de máscara protetora

